

TRAPSYSTEM

Zur Biopsie von Knochenmark

Das TRAPSYSTEM-Gerät ermöglicht es, die Biopsie des Knochenmarks durchzuführen, ohne die traditionelle Deflektionstechnik zur Gewinnung einer Knochenmarksprobe anzuwenden, dank seiner speziell entwickelten Kanüle fängt es die Probe in ihrer vollen Größe und unbeschädigt auf, wenn sie in die Nadel "J" eingeführt wird.

- **Fischmaul-ähnliche** Spitze
- **"J" Nadel mit** äusserer Zentimeter- Markierung
- **Styilet mit pyramidenförmiger Spitze**
- **Extraktionskanüle mit Zentimeter-Markierung** und stumpfer Spitze
- **Ergonomischer** Griff
- **Sichere** Probe
- **Leichte Manövrierbarkeit**
- **Schnelleres** Verfahren



Artikelnummer	Gauge	Länge
TRAPJ 0810	8 G	100 mm
TRAPJ 0815	8 G	150 mm
TRAPJ 1110	11 G	100 mm
TRAPJ 1115	11 G	150 mm
TRAPJ 1306	13 G	60 mm
TRAPJ 1310	13 G	100 mm
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück		