


3-Stufen-Ballon-Dilatator

Zum Einmalgebrauch

3-Stufen-Ballon-Dilatator zum Einmalgebrauch. Der Ballon-Durchmesser kann 3-stufig variabel eingestellt werden. Die Ballonlänge beträgt 50 mm und die Katheter-Länge 230 cm.



- Einführbar in **alle Arbeitskanäle ab 2.8 mm Ø**
- Ballon-Durchmesser **3-stufig variabel einstellbar**
- **Einzeln, steril** verpackt
- **Zwei Techniken mit einem Ballon:**
 - Als TTS-Ballon mit Hilfe des eingelagerten Mandarins
 - Als OTW-Ballon über Führungsdraht .035" nach Entfernen des Mandarins

➤ *Unsere Standardgrößen finden Sie auf der Rückseite.*

Ösophagus Ballon-Dilatator

Artikelnummer	Katheter-Länge	Katheter Ø	Ballon Ø			Ballon-Länge
34106PRO	230 cm	7 Fr	6 mm	7 mm	8 mm	55 mm
34108PRO	230 cm	7 Fr	8 mm	9 mm	10 mm	55 mm
34110PRO	230 cm	7 Fr	10 mm	11 mm	12 mm	55 mm
34112PRO	230 cm	7 Fr	12 mm	13.5 mm	15 mm	55 mm
34115PRO	230 cm	7 Fr	15 mm	16.5 mm	18 mm	55 mm
34118PRO	230 cm	7 Fr	18 mm	19 mm	20 mm	55 mm
Lieferumfang pro Packung: 1 Stück						

Biliärer Ballon-Dilatator

Artikelnummer	Katheter-Länge	Katheter Ø	Ballon Ø			Ballon-Länge
3410630PRO	200 cm	7 Fr	6 mm	7 mm	8 mm	30 mm
3410830PRO	200 cm	7 Fr	8 mm	9 mm	10 mm	30 mm
3411030PRO	200 cm	7 Fr	10 mm	11 mm	12 mm	30 mm
3411230PRO	200 cm	7 Fr	12 mm	13.5 mm	15 mm	30 mm
Lieferumfang pro Packung: 1 Stück						