


3-Stufen-Ballon-Katheter

Zur Steinextraktion

Der 3-Stufen-Ballon-Katheter wird zur Steinextraktion verwendet. Er besteht aus einem latexfreien Ballon. Der Katheter ist dreilumig und 200 cm lang.



- **Latexfreier** Ballon
- **Verbesserte Röntgenkontrastfähigkeit**
- **Dreilumiger Katheter** 200 cm lang
- **Verwendbar mit Führungsdraht** .035 inch
- **Inklusive drei entsprechenden Füll-Spritzen**

Artikelnummer	Ausführung	Katheter Durchmesser	Katheter Länge	Ballon Durchmesser gefüllt		
N135030PRO	dreilumig	7 Fr	200 cm	9 mm	13 mm	16 mm
Lieferumfang pro Packung: 1 Stück						