

Biopsie-Zangen

Beschichtet, zum Einmalgebrauch

Beschichtete Biopsie-Zangen zum Einmalgebrauch. Für Arbeitskanäle ab 2.8 mm Ø. Mit oder ohne Dorn erhältlich.



- **Beschichtet**
- Für Arbeitskanäle **ab 2.8 mm Ø**
- 2.3 mm Ø inkl. Handgriff
- **In zwei Varianten erhältlich:**
 - Ohne Dorn
 - Mit Dorn

	Ohne Dorn		Mit Dorn	
Artikelnummer	NEX0222-B	NEX0222-G	NEX0222D-B	NEX0222D-G
Durchmesser Ø	2.3 mm	2.3 mm	2.3 mm	2.3 mm
Länge	160 mm	230 mm	160 mm	230 mm
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück				