

Multiband-Ligatur-System

«MBL»

Das Multiband-Ligatur-System von Endo-Flex ist verwendbar für alle Endoskope bis 180 cm. Durch kinderleichtes Einführen des Zugseils in den Arbeitskanal sparen Sie viel Zeit bei der Vorbereitung.



- Vorgeladen für **6 Ligaturen**
- **Kinderleichtes Einführen des Zugseils** in den Arbeitskanal
- **Seitlicher LL-Spülansatz** mit LL-Kappe
- Für Arbeitskanäle **ab 2.8 mm**
- Verwendbar für **alle Endoskope bis 180 cm**
- **Einzeln** verpackt

Artikelnummer	MBL-01-06
Lieferumfang pro Packung:	1 Stück