

Saug-Polypenfalle

Zum Auffangen von Polypen nach Abtragung

Die Saug-Polypenfalle enthält vier Filterkammern zum Auffangen und Aufbewahren von Polypen. Die Polypenfalle kann mittels der Schläuche zum Transport ins Labor verschlossen werden.

- **Vier Filterkammern** zum Auffangen von Polypen
- **Vier durchgängige Einstellungen** zum ungefilterten Saugen
- **Deckel mit 2 Schläuchen**
 - Schlauch mit Stufenverbinder zum Anschluss an die Absaugpumpe
 - Schlauch ohne Stufenverbinder zum direkten Anschluss am Endoskop



Artikelnummer	900 334H
Lieferumfang pro Packung: 6 Stück	