

Sklerosierungs-Nadel

Zum Einmalgebrauch

Die Sklerosierungs-Nadel verfügt über einen Metallkopf, welcher für einen kontrollierten Nachschub sorgt. Die Nadel kann für alle Arbeitskanäle ab 2.8 mm Ø verwendet werden.



- **2.3 mm Ø**
- Für Arbeitskanäle **ab 2.8 mm Ø**
- **Mit Metallkopf** für kontrollierten Nadelvorschub

Artikelnummer	NET2522-C5	NET2522-G5
Nadellänge	5 mm	5 mm
Nadeldurchmesser	0.7 mm	0.7 mm
Länge gesamt	180 cm	230 cm
Lieferumfang pro Packung: 5 Stück		