

Sphinkterotom

Dreilumig, drehbar

Hauptsächlich verwendet mit flexiblen Endoskopen und Hochfrequenz-Koagulatorgeräten. Das Sphinkterotom (drehbar) wurde für die Behandlung von verdächtigen Gallengangserkrankungen der Bauchspeicheldrüse entwickelt und wird hauptsächlich bei der Vater-Papilla und Oddi Schließmuskelinzision mit Hilfe des Hochfrequenzstroms eingesetzt.



- **Isolationsschutzschicht**
- **Konische Spitze mit einzigartigem konischem Design**
- **Einzigartiges Griffdesign** für externe Stromversorgung
- **Das Produkt verfügt über eine Spitzenführungsfähigkeit**, die den Kanülenwinkel steuern kann.

| Artikelnummer | Spitzen Länge | Schneidlänge | Länge | Modell | Isolation |
|--|---------------|--------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| AG-5091-0525 | 5 mm | 25 mm | 1800 mm | Dreilumig | ja |
| AG-5093-0525 | 5 mm | 25 mm | 1800 mm | Dreilumig mit schnellem Austausch | Ja |
| AG-5093-0525-U | 5 mm | 25 mm | 1800 mm | Dreilumig mit schnellem Austausch | nein |
| Lieferumfang pro Packung: 5 Stück | | | | | |