

KliniTray™ Vulva-Platte

Transport- und Röntgensystem für die operative Entfernung des Vulvakarzinoms

Die Gewebetransport- und Röntgen-System KliniTray™ Vulva-Platte ist ein innovatives System zur Gewebe-Fixierung und dient zum Transport, zur Untersuchung, Dokumentation und zur Aufbereitung von Vulva-Präparaten nach operativer Entfernung des Vulvakarzinoms.



Mit Hilfe der KliniTray™ Vulva-Platte kann das Gewebe in einer vorgegebenen dreidimensionalen räumlichen Orientierung sicher transportiert und sowohl radiologisch als auch sonografisch untersucht werden.

Es besteht aus einem leichten Kunststofftablett mit einem aufgedruckten Vulva-Schema und den Orientierungsmarkern «dorsal» und «ventral», welche eine Zuordnung des Präparates zum Körper der Patientin aus der Perspektive des Operateurs erlauben.

- **Sichere anatomische Zuordnung** der Resektionsränder
- **Sicheres, luft- und wasserdichtes** Transportgefäss
- **Leichte Kunststoffplatte** zur Fixierung des Gewebes
- Klare Lokalisation des Befundes durch **röntgenfähige Orientierungsmarker**

Artikelnummer	Beschreibung	Masse
2001300	KliniTray™ Vulva-Platte, steril mit 5 Metallpins	18 x 20 x 1 cm
1000350	Plastikgefäss für KliniTray™ Vulva Platte, nicht steril	3000 ml
Lieferumfang pro Packung: 20 Stück		