

Vakuumtherapie ErecAid™

Rehabilitation nach radikaler Prostatektomie und Erektionsstörungen generell



Manuelle Pumpe



Einfacher Spannungsring



Spezialring

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Einfache und kostengünstige Therapie der Erektile Dysfunktion
- Speziell zur Rehabilitation nach radikaler Prostatektomie
- Tägliches, manuelles Schwellkörper-Durchblutungstraining (Physiotherapie)
- Fördert und stabilisiert Anatomie des Penis (wirkt gegen Fibrose & Atrophie)
- Keine unangenehmen Nebenwirkungen
- Anatomisch geformte Spannungsringe in verschiedenen Grössen und Materialien
- Set Einzelteile erhältlich

Wichtige Hinweise:

- Locker und möglichst ohne Selbstdruck sollte mit der Vakuumtherapie ErecAid™ begonnen werden. Geduld und aktive Lebensgestaltung sollten an erster Stelle stehen.
 - In den ersten drei Wochen empfehlen wir eine Trainingseinheit von 5 Minuten täglich, wobei die Erektionssimulation ohne Spannungsring trainiert wird. Zwischen den Pumpstössen sollten Sie eine Pause von 10 – 15 Sekunden einhalten, so können Sie die Wahrscheinlichkeit eines Hämatoms ausschliessen.
 - Die 5-minütige Trainingseinheit sollten Sie bis zu 3 Monaten beibehalten, danach reicht es jeden zweiten Tag. So können die bereits erzielten Resultate stabilisiert und verbessert werden.
 - Um die richtige Grösse des Spannungsrings für Sie zu finden, beginnen Sie immer mit dem grösseren Durchmesser (22mm). Erzielt dieser bereits die gewünschten Resultate, können Sie direkt dabei bleiben. Auch können Sie die verschiedenen Härten der Ringe ausprobieren. Sollte die Grösse nicht passen, probieren Sie die nächstkleinere Grösse (19mm).
(Grössen: 22mm; rosa= hart, beige= weich, anthrazit= extraweich; 19mm; rosa= hart, beige= weich, anthrazit= extraweich)
- Haben Sie keinen passenden Ring gefunden, gibt es Spezialringe (siehe Bild oben rechts). Diese werden wie ein Deckel einfach auf den Zylinder aufgelegt.
- ErecAid™ können Sie auch parallel zu einer medikamentösen Behandlung einsetzen. Viele Patienten berichten, dass sie durch regelmässiges Training mit ErecAid™ schon mit der kleinstmöglichen Dosiermenge von PDE-5 Hemmer gute Resultate erzeugen. Auch habe sich die Erektion und die Anatomie des Penis zum Positiven verändert.