


Uretero-Renoskop

Flexibles Einweg-Uretero-Renoskop

Das digitale flexible Uretero-Renoskop-System besteht aus einem flexiblen Uretero-Renoskop und einer wiederverwendbaren digitalen Steuereinheit. Das System bietet eine erschwingliche Option für Chirurgen und Patienten, ohne teure Investitionsgüter. Die potenziellen Risiken von Kreuzkontamination/Infektion und Reinigungs-/Verarbeitungskosten, die üblicherweise mit wiederverwendbaren Produkten verbunden sind, können eliminiert werden



- **Spezielles** Einweg-Griffdesign
- **Patentiertes Design des Steuerhebels**, das dem Benutzer eine ergonomischere Handhabung ermöglicht.
- Einzigartige CMOS- und LED-Technologie **für bessere Visualisierungs- und Beleuchtungsergebnisse**
- **Biegewinkel: 275 Grad für beide Richtungen**, präzise gesteuert
- **Extrem glatter Einführungsschlauch** gibt dem Benutzer mehr Kontrolle und weniger Unannehmlichkeiten für den Patienten.
- **Synchrone Bewegung zwischen Scope-Spitze und Bedienhebeln am Griff**, keine Verzögerung vom Finger des Chirurgen zur Scope-Spitze

Artikelnummer	Distaler Durchmesser	Länge	Hauptschlauch Durchmesser	Innendurchmesser
US31B-12	9.3 Fr	650 mm	8.5 Fr	3.6 Fr
EOS-B-01 (Steuereinheit)	-	-	-	-
Lieferumfang pro Packung: 1 Stück				