

# Tumorstent

## Mit Faden und flexibler Länge

Der Tumorstent ist aus hochwertigem Polyurethan gefertigt. Er verfügt im Schaft über eine Gewebeverstärkung. Die Pigtails sind aus Soft-Polyurethan gemacht und sorgen für einen hohen Tragekomfort. Der Gebrauch als Langzeitschiene ist ideal.



- **Hochwertiges** Polyurethan
- **Gewebeverstärkung** im Schaft
- **Höchste Ringstabilität durch lumenerhaltende, integrierte Materialverstärkung**
- **Hydrophile Beschichtung**

Artikelnummer	Bezeichnung	Grösse CH Ø	Länge
137970 370260	Tumorstent mit Faden, nicht steuerbar, hydrophil beschichtet	7 CH	26cm – 32 cm
137970 070260	Tumorstent mit Faden, nicht steuerbar	7 CH	26 cm
137971 070280	Tumorstent mit Faden, nicht steuerbar	7 CH	28 cm
137972 070300	Tumorstent mit Faden, nicht steuerbar	7 CH	30 cm
137970 170260	Tumorstent mit Faden, nicht steuerbar, hydrophil beschichtet	7 CH	26 cm
137971 170280	Tumorstent mit Faden, nicht steuerbar, hydrophil beschichtet	7 CH	28 cm
137994 180260	Tumorstent steuerbar, hydrophil beschichtet, inkl. Führungsdraht	8 CH	26 cm
137995 180280	Tumorstent steuerbar, hydrophil beschichtet, inkl. Führungsdraht	8 CH	28 cm
137996 180300	Tumorstent steuerbar, hydrophil beschichtet, inkl. Führungsdraht	8 CH	30 cm
Lieferumfang pro Packung: 5 Stück			